



Behandelbank overige onderdelen

Inhoud

Gasveren.....	2
Pootdoppen	5
Wielen	8
Overig.....	10

Gasveren

Artnr 3496611

Gasveer, Stabilus 015480, 315/432mm
(Zugoverride), 250N

Manumed ST (hoofdblad)
ManuXelect (hoofdblad)



Artnr 3496176

Gasveer, Stabilus 905813, 380/540mm
(Zugoverride), 250N

Manumed NPU (hoofdblad)



Artnr 3496654

Gasveer, Stabilus 068601,
315/432mm, 200N

Manumed NPU 213/215



Artnr 3496505

Gasveer, Stabilus 2068GT,
315/430mm, 400N (niet verwarren met
3496654)



Artnr 3496506

Gasveer, Stabilus 244977,
355/510mm, 250N



Artnr 3496507

Gasveer, Stabilus 0453GL,
425/620mm, 340N



Artnr 3496456 (niet meer leverbaar)

Gasveer, Suspa 6-016-2600-1250N

Manumed Special "Low", frame GWB
(1994-2002)

Artnr 3496666

Gasveer, Stabilus , 238550, 0125N,
246/18 BC 01

ManuMax



Artnr 3496667

Gasveer, Stabilus 735909 0500N,
256,18 BA 01

ManuMax



Artnr 3496668

Gasveer, Stabilus 857321 0250N,
256/18 BA01

ManuMax



Artnr 3496673

Gasveer, Stabilus 999534
188/18 BB 01


ManuMax



Artnr 3496674

Bowden kabel, lengte 140cm

ManuMax



Pootdoppen

Artnr 2994984

Anti-slip rubber, voor pootdop 3496571,
2994909 en 2994910

Manumed ST
Manumed XYZ (2002-2012)
ManuXelect



Artnr 3496569

Anti-slip rubber, voor pootdop 3496017 en
3496019


Manumed NPU (va 2012)



Artnr 3496467 (niet meer leverbaar)

Anti-slip schijf, 67mm diam, zelfklevend,
optioneel voor pootdop 3496453

Manumed GWB (tot 2002)



Artnr 2994909

Pootdop, diam 80mm, grijs


Manumed ST
ManuXelect



Artnr 2994910

Pootdop, verstelbaar, diam 80mm, grijs

Manumed ST
ManuXelect



Artnr 3496017

Pootdop schuin, diam 80mm, grijs

Manumed NPU (va 2012)



Artnr 3496019

Pootdop schuin, diam 80mm, zwart

Manumed NPU (va 2012)



Artnr 3496571

Pootdop, diam 80mm, grijs

Manumed XYZ (2002-2012)



Artnr 3496453

Pootdop, diam 66mm, grijs

Afm: 46x66mm (d1xd2)

Manumed GWB (tot 2002)



Artnr 2994985

Pootdop, zwart

ManuMax



Artnr 2994986

Pootdop, show, zwart

ManuMax



Artnr 2032106

**Stelpoot, schroef staal M8,
plastic voet diam 32mm**

ManuMax



Artnr 2994073

Antislipdop voor stelpoot 2032106

ManuMax



Wielen

Artnr 3496447

Wiel, zwenkwiel, rubber loopvlak, 75x20mm, M10

Manumed ST
Manumed XYZ sn 06-01-xxx (<2007)
Manumed GWB 1994-2002



Artnr 3445067

Wiel, zwenkwiel met dubbel kunststof wiel, 75mm diam

Manumed NPU (muv 7xx)
Manumed XYZ frame vanaf dec 2006, sn 06-02-xxx (>2007)



Artnr 3496929

Wiel, zwenkwiel met dubbel wiel, dubbel geremd, 125mm diam

Manumed NPU 7xx (kantel)
Manumed XYZ Special (kantel, 2010)



Artnr 2188003 (niet meer leverbaar, vervangend artikel 0550395 of 3496447)

Wiel, zwenkwiel, rubber loopvlak, grijs, 75mm diam

ManuXelect



Artnr 0550395

Wiel met hefkoker, zwenkwiel, rubber
loopvlak, grijs, 75mm diam

ManuXelect



Artnr 3496175

Wielhefkoker, 7cm lang

Manumed NPU



Artnr VK011886

Wielhefkoker, 10cm lang


Manumed XYZ

Artnr 2188008

Wiel, zwenkwiel

ongeremd, diam 75mm, schroef M12x15mm

ManuMax




Overig

Artnr 3496473

Knop, 65mm diam, M8x25

Fixatieknop voor verstelling armsteun van 3-delig hoofdblad

Manumed NPU
Manumed XYZ
Manumed GWB



Artnr xxxxxxxx

Knop, kogelknop ontgrendeling hoofdblad Als optie leverbaar

Manumed Osteo NPU



Artnr xxxxxxxx

Knop/hendel, ontgrendeling hoofdblad

Manumed Osteo NPU



Artnr 3496450

Pedaalset pomp, set van 2 pedaalrubbers

Manumed NPU
Manumed XYZ (2002-2012)
Manumed GWB (1994-2002)



Artnr 3496448 (niet meer leverbaar)

Pedaalset wielhef, set van 4 pedaalrubbers

Manumed Optimaal/Special GWB (1994-2002)



Artnr 3496498 (niet meer leverbaar)

Pedaalset wielhef, compleet, ophangbeugel (grijs) met rubbers

Manumed Optimaal/Special GWB (1994-2002)



Artnr 0550804

Rondombediening service set,
onderdelenset beugel rondombediening


ManuXelect



Artnr 3496174

Rondombediening service set,
onderdelenset beugel rondombediening

Manumed NPU (va 2012)



Artnr3496451

Schrankmechanisme, voor bladfixatie
middels schrankstangen

Manumed XYZ Special
Manumed GWB Special
Manumed L / H
Manumed NPU Bobath



Artnr2994063

Handgreep, plastic hendel



ManuMax
