

EMG-toeberehen

Inhoud

Universeel EMG-toeberehen.....	1
Myomed 134 toeberehen	4
Myomed 632 toeberehen	5
Myomed 932 toeberehen	6

Universeel EMG-toeberehen

artnr 3444056

En-Trode 32mm diam

Zelfklevende electrode Herbruikbaar tot ca 20 keer
voor één patiënt
2mm stekerbus
Set 10x4 stuks op folie



artnr 3444057

En-Trode 50x50mm

Zelfklevende electrode Herbruikbaar tot ca 20 keer
voor één patiënt
2mm stekerbus
Set 10x4 stuks op folie



artnr 3444058

En-Trode 50x90mm

Zelfklevende electrode Herbruikbaar tot ca 20 keer voor één patiënt
2mm stekerbuis
Set 20x2 stuks op folie



artnr 3444135

En-Trode 50mm diam

Zelfklevende electrode Herbruikbaar tot ca 20 keer voor één patiënt
2mm stekerbuis
Set 10x4 stuks op folie




artnr 3444222

En-Trode 20mm diam

Zelfklevende electrode Herbruikbaar tot ca 20 keer voor één patiënt
2mm stekerbuis
Set 10x8 stuks op folie

Vervangend artikel voor Blue Sensor gel elektrode 3444302



artnr 3444117

Anaalelektrode, 2-ring, 2mm bus, vmp bioparc

Myomed 134: aansluitkabel 3444211
Myomed 632: aansluitkabel 3444673
Myomed 932: aansluitkabel 3444134/3444653



artnr 3444118

Vaginaalelektrode, 2-ring type V2B, 2mm
aansluitkabel met 2x2mm bus, sugar

Myomed 134: aansluitkabel 3444211
Myomed 632: aansluitkabel 3444673
Myomed 932: aansluitkabel 3444134/653



artnr 3444050

Afbeelding volgt nog

Vaginaal druksensor
Compleet met aansluitsnoer, luchtinvoer en spuit

artnr 3444051

Afbeelding volgt nog

Anaal druksensor
Compleet met aansluitsnoer, luchtinvoer en spuit

Myomed 134 toebehoren

artnr 3444211

EMG-kabel, zwart, 2x 2mm stekerpen, met gekleurde clips

Vervangend artikel voor:

3444102 zwart

3444119 paars

3444208 zwart

3444209 paars

Myomed 134

Myomed 632 (elektrotherapie)



artnr 3444674

Kabel referentie-elektrode, 2mm steker/bus

Myomed 134

Myomed 632



Myomed 632 toebehoren

artnr 3444673

EMG-kabel, 1-kanaal, 2-aderig, 2x 2mm stekerbus

Myomed 632



artnr 3444674

Kabel referentie-elektrode, 2mm steker/bus

Myomed 632

Myomed 134



Myomed 932 toebehoren

artnr 3444134 (niet meer leverbaar)

EMG-kabel, 2-kanaals, 4-aderig, 6-p DIN naar 4x2mm stekerven

Myomed 932



artnr 3444653 (niet meer leverbaar)

EMG-kabel, 1-kanaal, 2-aderig, 6-p DIN naar 2x 2mm stekerven

Aansluitkabel voor vaginaal-/anaalelektrode

Myomed 932



artnr 3444112

Kabel referentie-elektrode, 4-p DIN naar 2x2mm stekerven

Gebruik één van de twee stekerpennen (maakt niet uit welke) om de referentie-elektrode aan te sluiten

Myomed 932
Endomed 982 (E-T)
5-Serie (E-T)



artnr 3444660 (op=op)

Kabel referentie-electrode, snapconnector



artnr 3444667

Snapconnector, 2mm bus, set van 3 stuks

