

EMG-toeberehen

Inhoud

Universeel EMG-toeberehen.....	1
Myomed 134 toeberehen	4
Myomed 632 toeberehen	5
Myomed 932 toeberehen	6

Universeel EMG-toeberehen

art.nr. 3444.056

En-Trode 32mm diam.


Zelfklevende electrode. Herbruikbaar tot ca. 20 keer voor één patiënt.
2mm stekerbus
Set 10x4 stuks op folie



art.nr. 3444.057

En-Trode 50x50mm

Zelfklevende electrode. Herbruikbaar tot ca. 20 keer voor één patiënt.
2mm stekerbus
Set 10x4 stuks op folie



art.nr. 3444.058

En-Trode 50x90mm

Zelfklevende elektrode. Herbruikbaar tot ca. 20 keer voor één patiënt.
2mm stekerbus
Set 20x2 stuks op folie



art.nr. 3444.135

En-Trode 50mm diam.

Zelfklevende elektrode. Herbruikbaar tot ca. 20 keer voor één patiënt.
2mm stekerbus
Set 10x4 stuks op folie




art.nr. 3444.222

En-Trode 20mm diam.

Zelfklevende elektrode. Herbruikbaar tot ca. 20 keer voor één patiënt.
2mm stekerbus
Set 10x8 stuks op folie

Vervangend artikel voor Blue Sensor gel elektrode 3444302



art.nr. 3444.117

Anaalelektrode, 2-ring, 2mm bus, vmp bioparc

Myomed 134: aansluitkabel 3444.211
Myomed 632: aansluitkabel 3444.673
Myomed 932: aansluitkabel 3444.134/3444.653



art.nr. 3444.118

Vaginaalelektrode, 2-ring type V2B, 2mm
aansluitkabel met 2x2mm bus, sugar

Myomed 134: aansluitkabel 3444.211
Myomed 632: aansluitkabel 3444.673
Myomed 932: aansluitkabel 3444.134/.653



art.nr. 3444.050

Vaginaal druksensor
Compleet met aansluitsnoer, luchtinvoer en spuit

Afbeelding volgt nog

art.nr. 3444.051

Anaal druksensor
Compleet met aansluitsnoer, luchtinvoer en spuit

Afbeelding volgt nog

Myomed 134 toebehoren

art.nr. 3444.211

EMG-kabel, zwart, 2x 2mm stekerven, met gekleurde clips

Vervangend artikel voor:

3444.102 zwart

3444.119 paars

3444.208 zwart

3444.209 paars

Myomed 134

Myomed 632 (elektrotherapie)



art.nr. 3444.674

Kabel referentie-elektrode, 2mm steker/bus

Myomed 134

Myomed 632



Myomed 632 toebehoren

art.nr. 3444.673

EMG-kabel, 1-kanaal, 2-aderig, 2x 2mm stekerbus

Myomed 632



art.nr. 3444.674

Kabel referentie-elektrode, 2mm steker/bus

Myomed 632

Myomed 134



Myomed 932 toebehoren

art.nr. 3444.134 (niet meer leverbaar)

EMG-kabel, 2-kanaals, 4-aderig, 6-p DIN naar 4x2mm stekerven

Myomed 932



art.nr. 3444.653 (niet meer leverbaar)

EMG-kabel, 1-kanaal, 2-aderig, 6-p DIN naar 2x 2mm stekerven

Aansluitkabel voor vaginaal-/anaalelektrode

Myomed 932



art.nr. 3444.112

Kabel referentie-elektrode, 4-p DIN naar 2x2mm stekerven

Gebruik één van de twee stekervennen (maakt niet uit welke) om de referentie-elektrode aan te sluiten.

Myomed 932
Endomed 982 (E-T)
5-Serie (E-T)



art.nr. 3444.660 (op=op)

Kabel referentie-electrode, snapconnector



art.nr. 3444.667

Snapconnector, 2mm bus, set van 3 stuks

