



Onderdelen oefenapparatuur

Inhoud

En-Cardio	2
En-Dynamic	5
En-Tree Bench	8
En-Tree Pulley.....	10
Quadriceps Pendelbank	16

En-Cardio

Artnr 0413814 (alternatief: 3451402)

Arreteerpen, M10x1, 5mm, met kogelknop
17mm diam

En-Cardio Bike Reha (verst crank)



Artnr 3451402 (alternatief: 0413814)

Arreteerpen, M10x1, 5mm, met
paddestoelknop

En-Cardio Bike Reha (verst crank)



Art nr 2994158

Arreteerpen, M16x1,5, 8mm

En-Cardio Bike Reha (II) (zadelhoogte)



Artnr 3496597

Arreteerpen, M16x25, 8mm, met knop en borgmoer

Eco Bike (zadelhoogte)
En-Cardio Bike Reha (I) (zadelhoogte)



Artnr 0413813

Hendel, verstelbaar, M8x16, grijs

En-Cardio Bike Reha (II) (verst crank)



Artnr 3496596 (op=op)

Hendel, verstelbaar, M8x30

Eco Bike (stuur)



Artnr 3496646

Hendel, verstelbaar, l=80mm, M10x20

En-Cardio Bike Reha (stuur, zadel)



Artnr 3496868 (op=op)

Hendel, l=65mm, M8x12

En-Mill (leuning hoogte verst)



Artnr 3496869 (op=op)

Hendel, l=80mm, M8x15

En-Mill (leuning breedte verst)



En-Dynamic

Artnr 3451265

Arreteerpen, GN613-10-A, M20x1,5x40mm;
trekknop 34mm diam M8 inw

En-Dynamic oa 1/1 en 3/4 (niet MDD)



Artnr 3451306

Arreteerpen, GN617-10-G, M20x1,5x30mm
met buitenzeskant; trekknop 34mm diam M8
inw

En-Dynamic (MDD)




Artnr 3451295

Arreteerpen GN617-10-G

M20x1,5x33mm, M8 draadeinde, stift 10mm
diam

En-Dynamic oa 1/3, 1/5



Artnr ID3662 ENS

Arreteerpenverlenger, M8 inw L=35mm

En-Dynamic 1/3, 1/5



Artnr 3451322

Hendel, L = 196mmEn-Dynamic hoogteverstelling zitting 1/3, 1/4,
1/5, 2/4, 3/1 (va 2006)

Artnr 3451323

Hendel, L = 248mmEn-Dynamic hoogteverstelling zitting 1/2 (va
2006)

Artnr 3413017 (niet meer leverbaar)

Knop, draai- trek-, stervormig met uitwendige
schroefdraad en vergrendelstift, knop 50mm,
M16x25mm

En-Dynamic



Artnr 3451293

Knop, draai- trek, met rode signaalstift, knop
64mm, M20x1,5x25mm, stift 10mm diam

En-Dynamic oa 1/1 (MDD)



Artnr 3451294

Knop, draai- trek-, met rode signaalstift, knop
64mm, M16x1,5x25mm met borgmoer, stift
8mm diam

En-Dynamic



Artnr 3496504 (niet meer leverbaar)

Knop, kogel-, met inwendige schroefdraad
M10, knop 32mm diam (DIN319), gat 10mm

En-Dynamic



Artnr 3451213

Knop, sterknop met draadeind, M10x25mm,
(DIN63366)

En-Dynamic



Artnr 3451267

Knop, trekknop met inwendige schroefdraad
M8, knop 34mm diam

En-Dynamic



Artnr 3451261 (niet meer leverbaar)

Knop, trekknop met inwendige schroefdraad
M10, knop 44mm diam

En-Dynamic



Artnr 3451305

Service set, kunststof afdekkapjes in diverse
maten voor bouten en schroeven

En-Dynamic



En-Tree Bench

Artnr 3496257

Arreteerpen, 12x1,5, 6mm

En-Tree Bench (vergrendeling zitblad)



Artnr ID7818 ENS

Bus (afstandbus), kunststof,
15x6x15/18mm (duxdix11/12), zwart

En-Tree Bench (bevestiging rugblad)



Artnr ID13915 ENS

Klem, zelfklemmend u-profiel


En-Tree Bench (eindstop voor blad)



Artnr 3496922

Klem, zadelklem, kleur wit

En-Tree Bench



Artnr 3496251

Knop, kogelknop, 32mm diam, M8

En-Tree Bench



Artnr 3496474 (niet meer leverbaar)

Knop, sterknop, diam 65mm, M8x20

En-Tree Bench



Artnr 3443324

Plug, insteekdop 30x30 met gat

En-Tree Bench



Artnr 3496492

Plug, insteekdop, diam 50mm, pootdop

En-Tree Bench



En-Tree Pulley

Artnr 3451402

Arreteerpen, M10x1, 5mm (pin diam), zwart

En-Tree Pulley oud model (zwarte uitvoering)
Knop voor hoogteverstelling koorduitloop



Artnr 3496257

Arreteerpen, M12x1,5, pin diam 6mm

En-Tree Pulley (knop op looper voor instelling
koordlengte)



Artnr 3496267

Arreteerpen, M10, 5mm, kartelknop met
seegerring

En-Tree Pulley (knop voor hoogteverstelling
galg)



Artnr ID13874 ENS (niet meer leverbaar)

Bus (afstandbus), 29,5x12x8,8 (lxduxdi)

En-Tree Pulley oud model (zwarte uitvoering):
afstandbus voor knop van hoogteverstelling
galg



Artnr ID1288 ENS

Bus (geleidebus), afm: 34x20,5x97mm
(duxdixl)

En-Tree Pulley (gewichtenzwaard)



Artnr 3496264 (niet meer leverbaar)

Gewichtenpen, l=60mm

En-Tree Pulley 24kg



Artnr 3496265

Gewichtenpen, l=80mm

En-Tree Pulley Explosive (54kg)



Artnr 3496266

Gewichtenpen (magnetisch)

En-Tree Pulley
Let op: alleen te gebruiken op (nieuwe)
pulley's die voorzien zijn van een
gewichtpakket met magnetische inserts



Artnr 3451401 (niet meer leverbaar)

Hendel, M8x50mm


En-Tree Pulley oud model (zwarte uitvoering):
hendel voor hoogteverstelling galg



Artnr ID11693 ENS

Katrol, kunststof, zwart, met lager 6000Z,
60x27x10mm (duxbxdi), 10mm as

En-Tree Pulley Galg
2st per galg



Artnr 3496255

Katrol, kunststof, zwart, met lager 6001Z,
60x15x12mm (duxbxdi), 12mm as

En-Tree Pulley
Koordgeleiding (Pulley's met dun koord)
10st En-Tree Basic (24kg): 10 st
14st En-Tree X/P



Artnr 3496256

Katrol, kunststof, zwart, met lager 6001Z,
60x27x12mm (duxbxdi), 12mm as

En-Tree Pulley
Katrol op bodemplaat (1st)
Galg 2st (alleen oude pulley's, oa Norsk)



Artnr ID1331 ENS

Katrol, kunststof, zwart, met 2 lagers 6001Z,
60x22x12mm (duxbxdi), 12mm as

En-Tree Pulley Q/U/V



Artnr ID1332 ENS (niet meer leverbaar)

Katrol, kunststof, zwart, met lager 6000Z,
39x14x10mm (duxbxdi)

En-Tree Pulley oud model (zwarte uitvoering),
koordgeleiding



Verkrijgbaar bij ijzerwarenhandel

Klem (eiklem), 4mm, voor zwart/wit koord,
2st nodig

En-Tree pulley oud model, zwart



Artnr 3496932

Klem (eiklem), 2mm, voor gekleurd koord,
2st nodig

En-Tree pulley



Artnr 3496262

Knop, ROM-instelling, M8x60mm

En-Tree Pulley Basic (24kg)



Artnr 3496263

Knop, ROM-instelling, M8x110mm

En-Tree Pulley Explosive (54kg)/P



Artnr 3496259

Koord, diam=3mm, l=8m, wordt geleverd met 2 ogen en 2 eiklemmen maat 2

En-Tree Pulley Basic



Artnr 3496260

Koord, diam=3mm, l=14m, wordt geleverd met 2 ogen en 2 eiklemmen maat 2

En-Tree Pulley Explosive/M/P



Artnr 3451025

Koord, afm: d=4mm, l=100m

En-Tree Pulley oud model, zwart



Artnr 3496268

Koordstopper, rubber bal, zwart,
diam 30mm

En-Tree Pulley



Artnr 3443318

Loper, koorduitloop, complete samenstelling
met katrollen

En-Tree Pulley, kleur lavendel



Artnr 3443319

Loper, koorduitloop, complete samenstelling
met katrollen


En-Tree Pulley, kleur blauw/grijs



Artnr ID3728 ENS

Loper, met katrol

En-Tree Pulley (instelling koordlengte)



Quadriceps Pendelbank

Artnr 3496562

Knop, fixatieknop, 45mm diam M8x20

Quadriceps Bench



Artnr 3496474 (niet meer leverbaar)

Knop, fixatieknop, diam 65mm, M8x20

Quadriceps Bench



Artnr 3496251

Knop, kogelknop, 32mm diam, M8

Quadriceps Bench



Artnr ID10410 ENS

Loper, beenrol/gewichten

Quadriceps Bench



Artnr 3496316

Knop, stervormig, 45mm diam M8x15mm
voor verstelling pendelarm

Quadriceps Bench

